

Si no dice **waterpik™**... no es **waterpik™**



PARA SEGURIDAD
Y EFICACIA



¿QUÉ PRODUCTO ES EL ADECUADO PARA USTED?

MODELOS DE SOBREMESA

- Excelente rendimiento
- Configuración de presión de agua ajustable
- Incluye varias puntas para diferentes necesidades de los pacientes

Ideal para pacientes con placa y gingivitis

CEPILLO DE DIENTES + IRRIGADOR DENTAL

- Sonic-Fusion ofrece la comodidad de un cepillo de dientes con irrigador dental integrado
- Sensonic Complete Care ofrece un cepillo de dientes y un irrigador dental por separado para una experiencia personalizada

Ideal para aquellos con espacio limitado en la encimera y 1 tomacorriente disponible

MODELOS DE USO MANUAL

- Máxima comodidad
- Ligero y portátil
- Impermeable, se puede usar en la ducha

Ideal para viajeros y cuidadores

DESCUENTOS WATERPIK™

La oferta expira el 31 de diciembre de 2025



Escanee o visite
waterpik.com/rebate
para solicitar su descuento

Descuento de \$15 en Waterpik™ Sonic-Fusion™ o Sensonic™ Complete Care con el código **WPIK77**

Válido para productos de más de \$149.99

Descuento de \$5 en productos selectos Waterpik™ con el código **WPIK75**

Válido para irrigadores dentales de más de \$45 en venta minorista


El reembolso es válido solo en ciertos irrigadores dentales Waterpik con un valor minorista superior a \$45, comprados al por menor. Para recibir su reembolso, envíe su recibo original donde aparezcan circulados la compra elegible, el precio de compra y la fecha de compra. Envíe el UPC (código universal del producto) original que aparece en el empaque del producto. Límite de 4 reembolsos por hogar. Para solicitar el reembolso o hacer una consulta, llame al 1-877-322-8355 o visite waterpik.com/rebate. Cada envío debe incluir 1 formulario por producto individual. No se puede combinar con otras ofertas. La oferta es válida hasta el 31/12/25. Los artículos deben recibirse antes del 31 de enero de 2026. Válido en compras minoristas en USD. No válido donde las leyes lo prohíban. Espere de 8 a 10 semanas para la entrega. A menos que las leyes dispongan lo contrario, el pagador autoriza una deducción razonable por inactividad si el cheque no se cobra en un plazo de 180 días. Se prohíbe expresamente la reproducción de este formulario. Cualquier otro uso de este formulario se considerará un fraude.

ELIMINA
HASTA EL
99.9%
DE LA
PLACA

ELIMINACIÓN EFECTIVA DE LA PLACA

Elimina hasta el **99.9%** de la placa en las áreas tratadas!

Estudio de laboratorio, superficie dental ampliada por microscopio electrónico



¡Encías más sanas y dientes más limpios!

¡Waterpik ofrece resultados clínicamente comprobados!

MÁS EFICAZ QUE EL HILO DENTAL

Hasta **2** veces más eficaz para la salud de las encías que el cepillado y el uso de hilo dental!

¹Estudio clínico independiente. Visite waterpik.com para más detalles.

HASTA
2X
VECES MÁS EFICAZ

¿QUÉ PUNTA ES LA ADECUADA PARA USTED?

	<input type="checkbox"/> Punta de precisión		- Uso general	¡La forma más fácil y eficaz de limpiarse los dientes! TM *comparado con el hilo dental y los cepillos interdentales.
	<input type="checkbox"/> Punta ortodóntica		- Frenos - Uso general	Diseñado especialmente para limpiar debajo de los alambres y alrededor de los correctores dentales, eliminando así la placa.
	<input type="checkbox"/> Punta Plaque Seeker™		- Implantes - Puentes - Retenedores - Uso general	Elimina bacterias y residuos de áreas difíciles de alcanzar alrededor de las restauraciones dentales.
	<input type="checkbox"/> Punta Pik Pocket™		- Bolsas periodontales - Furcaciones	Administra delicadamente los medicamentos que un profesional dental indica y enjuaga profundamente debajo de la línea de las encías.
	<input type="checkbox"/> Punta para dentadura sobre implante		- Dentaduras retenidas por implantes	Diseñado especialmente para limpiar debajo y alrededor de las dentaduras retenidas por implantes, eliminando así las bacterias y residuos.



¿Necesita ayuda o es nuevo en el uso del irrigador dental?

Escanee esta app para vivir la mejor experiencia en casa