


# waterpik®

## Waterpik® Water Flosser Model WF-06

Irrigador oral de Waterpik®  
Modelo WF-06



.....  
[www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)

## IMPORTANT SAFEGUARDS

### IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

#### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

#### DANGER:

##### To reduce the risk of electrocution:

- Do not handle plug with wet hands.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Check the power supply cord for damage before the first use and during the life of the product.

#### WARNING:

##### To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger. **Use with improper voltage will damage product and VOID warranty.**
- If product is opened/disassembled for ANY reason, warranty is **VOID**.
- Do not use this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Contact Water Pik, Inc. or your local distributor which can be found at [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).
- Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.
- Do not direct water into the nose or ear. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water and may be fatal if directed into these areas.
- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.

- Only use tips and accessories recommended by Water Pik, Inc.
- Do not drop or insert any foreign object into any opening or hose unless otherwise stated.
- Keep electrical cord away from heated surfaces.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use iodine or water insoluble concentrated essential oils in this product. Use of these can reduce performance and will shorten the life of the product. Use of these products may void warranty.
- Fill reservoir with water or other dental professional recommended solution only.
- Remove any oral jewelry prior to use of this product.
- Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- If your physician or cardiologist has advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on or near children or invalids.
- Do not use this product for more than 5 minutes in each two-hour period.
- Unit will shut off automatically after 5 minutes of continuous usage.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance or accessories.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- Keep whitening tablet bottle and tablets out of reach of children and pets.
- Whitening tablets contain xylitol which may be harmful to pets.

### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## TABLE OF CONTENTS

Product Description	5
Getting Started	6
Cleaning and Troubleshooting Your Waterpik® Water Flosser	8
Limited Three-Year Warranty	10

**1. Dual Purpose Lid**

Keeps out dust while storing extra tips

**2. Reservoir**

90 Seconds of Water Capacity

**3. Power Switch**

Easy-toggle

**4. Pressure Control Dial**

Ergonomic Ribs for easy adjustment

**5. Interchangeable Tips**

Personalize depending on tip preference

**6. Single Press Flip Top Button**


Easy open for tablet loading

**7. Water On/Off Control**

On/Off switch on handle for easy water control

**8. Water Flosser Handle**

Handle hose swivel for easy access to all areas

**9. Water Hose****TIPS**

Replace Every 3 months

**A. Orthodontic Tip**

- Braces/General Use

**B. Plaque Seeker® Tip**




- Implants/Crowns/Bridges/  
Retainers/General Use

Replace Every 6 months

**C. Classic Jet Tip**

- General Use

**NOTE: Tips sold with this model are unique in design for the whitening tablet handle. They are not compatible with traditional Water Flosser handles.**



Replacement tips and tablets may be purchased at many retailers or at [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

**Whitening Tablets**

30-Count Bottle



## GETTING STARTED

**Powering the Unit**

Plug the cord into an electrical outlet. If the outlet is controlled by a wall switch, be sure it is turned on.

**Preparing the Reservoir**

Remove the reservoir lid, remove the reservoir from base, and fill with lukewarm water. Replace the reservoir onto the base, press down firmly, replace reservoir lid.

**Inserting and Removing Tips****Tip Insertion**

1. Press top button on handle to release flip top.
2. Insert tip through top, align notches on tip and handle (dots on tip and flip top will align).
3. Using thumb, press tip firmly into opening to click into place.
4. Close flip top. Check to ensure top is secured to handle prior to water flossing.





**Tip Removal**


1. Press top button on handle to release flip top.
2. Firmly push tip through opening to click out of position.

**Prime Unit (First Time Use Only)**

Set pressure control dial on base to high (pressure setting No.10), point the handle and tip into sink. Turn power and water ON until water flows. Turn water and power off.

**NOTE: A tablet does NOT need to be loaded into handle or priming.**





### Tablet Loading

Insert tablet into water flosser handle by pressing the flip top button at top of handle. Insert tablet into opening and close flip top by clicking it securely into place on handle.

**NOTE: Do NOT place tablet in reservoir.**

Use one tablet daily to remove stains from hard to reach areas, between teeth, and at the gumline, that other products miss.



### Adjusting the Pressure Setting

Turn the pressure control dial on the base of the unit to the lowest setting (pressure setting No.1) for first-time use. Gradually increase pressure over time to the setting you prefer – or as instructed by your dental professional.



### Using the Water Flosser

**Always place the tip in your mouth before turning the power on.**

With water switch on handle in OFF position, turn power on.


**Lean over sink and slightly close lips enough to prevent splashing while still allowing water to flow from mouth into the sink. Turn water switch ON. When finished, turn water switch and power OFF.** During use you can stop the flow of water by sliding the water switch on handle to the OFF position.

**NOTE:** Motor will continue to run.



### Recommended Technique


For best results, start with front teeth and work toward the back teeth. Direct the stream at a 90-degree angle to your gumline with tip in mouth. Glide tip along gumline and pause briefly between teeth. Continue until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth.



### When Finished

Turn the power OFF. Empty any liquid left in the reservoir. Unplug the unit.


**NOTE: If you have any residual tablet left in the handle, simply discard in trash.**



### SPECIALTY TIP USAGE


#### Orthodontic Tip

To use the orthodontic tip, gently glide tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth.



#### Plaque Seeker® Tip

To use the Plaque Seeker® tip, place the tip close to the teeth so that the bristles are gently touching the teeth. Gently glide tip along gumline, pausing briefly between teeth to gently brush and allow the water to flow between the teeth.



#### Accessory Storage


Accessory tip storage for your most frequently used tip is located under the reservoir lid.



#### Using Mouthwash and Other Solutions

Your Waterpik® Water Flosser can be used to deliver mouthwash and antibacterial solutions. After using any special solution, rinse unit to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running unit with tip pointed into sink until unit is empty.

**NOTE: Using mouthwash with tablet is NOT recommended. Unpleasant taste may occur.**



#### Cleaning

Before cleaning, unplug from the electrical outlet. Clean the product when necessary by using a soft cloth and mild non-abrasive cleanser. The water reservoir is removable for easy cleaning and is top rack dishwasher safe.



### **General Cleaning/Removing Hard Water Deposits**

Hard water deposits may build up in your unit, depending on the mineral content of your water. If left unattended, it can hinder performance. Cleaning internal parts: add 2 tablespoons of white vinegar to a full reservoir of warm water. Point the handle and tip into sink. Turn unit ON and run until reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

This process should be done every 1 to 3 months to ensure optimal performance. If using mouthwash or other solutions, more frequent cleaning is recommended.

### **Leakage**

If leaking due to a damaged hose, replacement hoses and handles can be purchased at [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com) or contact Water Pik Inc. customer service for a self service repair kit.

### **Service Maintenance**

Waterpik® Water Flossers have no consumer serviceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all accessories go to [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com). You may also call our toll-free customer service number at 1-800-525-2774.

Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit.

Still have questions? Go to [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

## LIMITED THREE-YEAR WARRANTY

Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this product that it is free from defects in materials and workmanship for 3 years from the date of purchase. Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim. Water Pik, Inc. will replace at its discretion the product, which in its opinion is defective, provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such as tips and brush heads. Use with improper voltage will damage product and VOID warranty.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary, depending on the law in your place of residence.

### **Arbitration**

#### BINDING ARBITRATION AND WAIVER OF RIGHT TO ASSERT MATTERS IN COURT AND RIGHT TO JURY TRIAL

By purchasing, installing, or using this product you agree that any controversy or claim arising out of or relating to your purchase, use, modification, installation, or removal of this product shall be settled by binding arbitration. The arbitrator's decision will be final and binding. Judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the matter. Further, you agree that you will not have the right to litigate any claim arising out of or in relation to your purchase, use, modification, installation, or removal of this product in any court or to have a jury trial on that claim.

Arbitration of any matters shall be administered by the American Arbitration Association and conducted by one arbitrator in accordance with the consumer arbitration rules of the American Arbitration Association in effect at the time of filing of the demand. The venue for all such arbitrations shall be Colorado and any such arbitration shall be subject to the Federal Arbitration Act and Colorado law.

#### WAIVER OF RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS OR PURSUE CLAIMS IN A REPRESENTATIVE CAPACITY.

Further, by purchasing, installing, or using this product you agree that arbitration must be on an individual basis. This means neither you, nor we, may join or consolidate claims in arbitration by or against other purchasers or users of water pik products or the general public. Additionally, you may not litigate in court or arbitrate any claims as a representative or member of a class or in a purported representative capacity on behalf of the general public, other purchasers or users of this product, other persons or entities similarly situated, or in a private attorney general capacity.

## SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Al utilizar productos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.**

### PELIGRO:

**Para reducir el riesgo de electrocución:**

- No manipule el enchufe con las manos húmedas.
- No sumerja ni deje caer en agua u otro líquido.
- No lo use mientras se baña.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar donde pueda caerse o deslizarse en una tina o lavabo.
- No intente sacar el producto que se ha caído en el agua. Desenchufe inmediatamente.
- Revise si el cable de suministro de energía está dañado antes del primer uso y durante la vida útil del producto.

## ADVERTENCIA:

**Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:**

- No enchufe este aparato en un sistema de voltaje que sea diferente al especificado en el aparato o el cargador. **Si se usa con el voltaje incorrecto, se dañará el producto y la garantía se ANULARÁ.**
- Si se abre/desarma el producto por ALGÚN motivo, la garantía se **ANULARÁ.**
- No utilice este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o está dañado, o si se sumergió en agua. Póngase en contacto con Water Pik, Inc. o su distribuidor local, el cual lo puede encontrar en [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).
- No dirija el agua del irrigador oral debajo de la lengua ni hacia la oreja, la nariz u otras áreas delicadas. Este producto puede producir presiones que podrían ocasionar daños graves en estas áreas.
- No dirija el agua hacia la nariz o la oreja. La ameba *Naegleria fowleri*, potencialmente mortal, puede estar presente en ciertos tipos de agua de grifo o en agua de pozo que no ha sido tratada con cloro y puede ser mortal si se dirige a estas áreas.
- Utilice este producto solamente como se indica en estas instrucciones o según las recomendaciones de su odontólogo.

- Utilice solo puntas y accesorios recomendados por Water Pik, Inc.
- No deje caer ni inserte ningún objeto extraño en ninguna abertura o manguera, salvo que se indique lo contrario.
- Mantenga el cable eléctrico lejos de superficies calientes.
- No utilice este producto al aire libre ni en lugares donde se usan productos en aerosol (con rociador) ni donde se suministra oxígeno.
- No use yodo ni aceites esenciales concentrados insolubles en agua con este producto. El uso de estas sustancias puede reducir el rendimiento del producto y acortará la vida útil de este. El uso de estos productos puede anular la garantía.
- Llene el depósito con agua u otra solución dental solamente recomendada por un profesional.
- Qúitese las joyas que tenga colocadas en su boca antes de utilizar este producto.
- No lo utilice si tiene una herida abierta en la lengua o en la boca.
- Si su médico o cardiólogo le indicó un tratamiento con antibióticos antes de los procedimientos dentales, debe consultar con su odontólogo antes de utilizar este instrumento o cualquier otro accesorio de ayuda para la higiene bucal.
- Es necesario supervisar cuidadosamente a los niños o personas con capacidades diferentes si estos usan el producto o cuando este se utilice cerca de ellos.
- No use este producto por más de 5 minutos en un período de 2 horas.
- La unidad se apagará automáticamente después de usarse durante 5 minutos seguidos.
- Los niños pequeños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato ni con los accesorios.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si aun así no encaja, póngase en contacto con un electricista competente. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
- Mantenga las pastillas y el frasco de pastillas blanqueadoras fuera del alcance de niños y mascotas.
- Las pastillas blanqueadoras contienen xilitol, que podría ser perjudicial para las mascotas.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Descripción del producto	15
Introducción	16
Limpieza y Solución de problemas del Irrigador bucal de Waterpik®	18
Garantía limitada de tres años	20

**1. Tapa de doble propósito**

Impide la entrada de polvo mientras permite guardar las puntas adicionales

**2. Depósito**

Capacidad de reserva de agua para 90 segundos de uso

**3. Interruptor de encendido**

Fácil de manejar

**4. Cuadrante de control de presión**

Ranuras ergonómicas para una regulación fácil

**5. Puntas intercambiables**

Se puede personalizar según la punta que prefiera

**6. Botón de la tapa abatible para abrir y cerrar de un solo toque**


Fácil apertura para cargar la pastilla

**7. Control de agua On/Off (Encendido/Apagado)**

Interruptor de Encendido/Apagado en el mango para un fácil control del agua

**8. Mango del irrigador oral**

Manguera pivotante en el mango para acceder fácilmente a todas las áreas

**9. Manguera de agua****PUNTAS**

Reemplace cada 3 meses

**A. Punta para ortodoncia**

- Ortodoncia/Usos general

**B. Punta Plaque Seeker®**

- Implantes/Coronas/  
Puentes/Retenedores/  
Uso general

Reemplazar cada 6 meses

**C. Cabezal clásico del irrigador**




- Uso general

**Pastillas blanqueadoras**

Frasco de 30 unidades



**NOTA:** Las puntas que se venden con este modelo tienen un diseño único para el mango de pastillas blanqueadoras. No son compatibles con los mangos de irrigadores orales tradicionales.



Las puntas de repuesto y las tabletas se pueden comprar a diversos vendedores o en [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

### Encendido de la unidad

Enchufe el cable en un tomacorriente. Si el tomacorriente está controlado por un interruptor de pared, asegúrese de que esté encendido.

### Preparación del depósito

Quite la tapa del depósito, saque el depósito de la base y llénelo con agua tibia. Vuelva a colocar el depósito en la base, presione con firmeza y coloque nuevamente la tapa del depósito.

### Cómo insertar y quitar las puntas

#### Cómo insertar la punta

1. Presione el botón superior del mango para liberar la tapa abatible.
2. Inserte la punta por la parte superior, alinee las muescas en la punta y el mango (se alinearán los puntos de la punta y la tapa abatible).
3. Con la ayuda del dedo pulgar, presione con firmeza la punta en la abertura para que encaje en su lugar.
4. Cierre la tapa abatible. Verifique que la tapa esté colocada firmemente en el mango antes de comenzar a utilizar el irrigador oral.




#### Cómo quitar la punta

1. Presione el botón superior del mango para liberar la tapa abatible.
2. Presione la punta con firmeza a través de la abertura y hará un chasquido cuando esté fuera de posición.


#### Preparación de la unidad (solo para el primer uso)

Fije el cuadrante de control de presión, que se encuentra en la base, en el ajuste alto (ajuste de presión nro. 10); apunte el mango y la punta hacia el lavabo. Encienda la unidad y coloque el interruptor de agua en la posición ON (Encendido) hasta que fluya agua. Apague el agua y la unidad.

**NOTA: NO se necesita cargar ninguna pastilla en el mango para la preparación.**







### Carga de la pastilla

Inserte la pastilla en el mango del irrigador oral presionando el botón de la tapa abatible en la parte superior del mango. Inserte la pastilla por la abertura y cierre la tapa abatible hasta escuchar un chasquido, indicando que encajó en su lugar en el mango.

### NOTA: NO coloque la pastilla en el depósito.

Utilice una pastilla todos los días para quitar manchas de áreas de difícil acceso, entre los dientes y las encías donde otros productos no llegan.



### Cómo regular el ajuste de presión

Gire el cuadrante de control de presión que se encuentra en la base de la unidad en el ajuste más bajo (ajuste de presión nro. 1) para el primer uso. Aumente gradualmente la presión con el paso del tiempo al ajuste que prefiera, o según las instrucciones de su odontólogo.



### Cómo utilizar el Irrigador oral

**Coloque siempre la punta en la boca antes de encender el agua.** Con el interruptor de agua del mango en la posición OFF (Apagado), encienda el equipo.

**Inclínese sobre el lavabo y ligeramente cierre los labios lo suficiente para evitar salpicar mientras el agua continúa fluyendo de la boca hacia el lavabo. Coloque el interruptor de agua en la posición ON (Encendido). Cuando haya terminado, coloque el interruptor de agua y el interruptor de encendido en la posición OFF (Apagado).**

Durante el uso, puede detener el flujo de agua deslizando el interruptor de agua del mango hacia la posición OFF (Apagado).

### NOTA: El motor continuará funcionando.



### Técnica recomendada

Para obtener mejores resultados, comience por los dientes frontales y trabaje hacia los dientes traseros. Dirija el chorro hacia sus encías en un ángulo de 90 grados con la punta en la boca. Deslice la punta a lo largo de las encías y haga pausas breves entre los dientes. Continúe hasta que haya limpiado la parte interna y externa de los dientes superiores e inferiores.



### Cuando haya terminado

Apague el equipo (posición OFF). Vacíe todo el líquido que haya quedado en el depósito. Desenchufe la unidad.

**NOTA: Si le quedan restos de la pastilla en el mango, simplemente deséchela en la basura.**

### USO DE LA PUNTA ESPECIAL

#### Punta para ortodoncia

Para usar la punta para ortodoncia, deslice suavemente la punta a lo largo de las encías, deteniéndose brevemente para cepillar ligeramente el área entre los dientes y alrededor del soporte ortodóncico, antes de pasar al siguiente diente.

#### Punta Plaque Seeker®

Para utilizar la punta Plaque Seeker®, coloque la punta cerca de los dientes para que las cerdas toquen suavemente los dientes. Deslice suavemente la punta a lo largo de las encías, deteniéndose brevemente entre los dientes para cepillarlos suavemente y permitir que el agua fluya entre los dientes.

### Almacenamiento de accesorios

El almacenamiento de la punta del accesorio para la punta más utilizada se encuentra debajo de la tapa del depósito.





### Uso de enjuague bucal y otras soluciones

El Irrigador oral de Waterpik® puede usarse para suministrar enjuague bucal y soluciones antibacteriales. Después de usar cualquier solución especial, enjuague la unidad para evitar obstrucciones. Llene parcialmente el depósito con agua tibia y ponga en funcionamiento la unidad con la punta dirigida hacia el lavabo hasta que la unidad esté vacía.

**NOTA: NO recomendamos usar enjuague bucal con la pastilla. Podría tener un sabor desagradable.**

### Limpieza

Antes de la limpieza, desenchufe del tomacorriente. Limpie el producto cuando sea necesario con un paño suave y un limpiador neutro no abrasivo. El depósito de agua es desmontable para una limpieza fácil y es apto para la canasta superior de la lavavajillas.



### **Limpieza general/Eliminación de depósitos de agua dura**

Se pueden acumular depósitos de agua dura en la unidad que dependerá del contenido mineral del agua. Si no se toman medidas, se puede ver afectado el desempeño.

Limpieza de las piezas internas: agregue 2 cucharadas de vinagre blanco a un depósito lleno de agua tibia. Apunte el mango y la punta hacia el lavabo. Coloque la unidad en la posición ON (Encendido) y haga funcionar hasta que se vacíe el depósito. Repita para enjuagar usando un depósito lleno de agua tibia limpia.

Este proceso debe hacerse cada 1 a 3 meses para asegurar un óptimo desempeño. Si utiliza enjuague bucal u otras soluciones, recomendamos realizar una limpieza más frecuente.

### **Fugas**

En caso de fugas a causa de una manguera dañada, puede adquirir las mangueras y los mangos de repuesto en [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com) o poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente de Water Pik, Inc. para solicitar un kit de reparación para hacerlo usted mismo.

### **Mantenimiento de servicio**

Los irrigadores orales de Waterpik® no tienen artículos eléctricos que pueda reparar el cliente y no requieren un mantenimiento de servicio de rutina.

Para todos los accesorios, visite [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com). También puede comunicarse a nuestro número gratuito de atención al cliente llamando al 1-800-525-2774. Incluya los números de serie y de modelo en toda la correspondencia. Estos números se encuentran en la base de la unidad.

¿Aún tiene preguntas? Visite [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

## GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Water Pik, Inc. le garantiza al consumidor original de este producto, que este no tiene defectos de materiales ni de mano de obra por 3 años a partir de la fecha de compra. El cliente deberá presentar el recibo original de la compra como prueba de la fecha de compra y de ser solicitado, el producto entero, para respaldar un reclamo de servicio bajo la garantía. Water Pik, Inc. reemplazará cualquier pieza del producto, que en su opinión sea defectuosa, siempre y cuando el producto no haya sido objeto de mal uso, uso indebido, alteración o daños después de la compra, se haya usado de acuerdo con estas instrucciones, y se haya utilizado solo con accesorios o piezas de consumo aprobados por Water Pik, Inc. Esta garantía limitada excluye los accesorios o las piezas de consumo como las puntas y los cabezales del cepillo. Si se usa con el voltaje incorrecto, se dañará el producto y la garantía se ANULARÁ.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían según la ley de su lugar de residencia.

### **Arbitraje**

#### ARBITRAJE OBLIGATORIO Y RENUNCIA AL DERECHO DE HACER VALER ASUNTOS EN LA CORTE Y DERECHO A UN JUICIO POR JURADO

Al comprar, instalar o usar este producto, acepta que cualquier controversia o reclamación que surja o esté relacionada con su compra, uso, modificación, instalación o eliminación de este producto se resolverá mediante un arbitraje obligatorio. La decisión del árbitro será definitiva y obligatoria. La sentencia sobre el laudo dictado por el árbitro podrá ser emprendida en cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre la materia. Además, acepta que no tendrá derecho a litigar ninguna demanda que surja o esté relacionada con la compra, uso, modificación, instalación o eliminación de este producto en ningún tribunal ni tendrá un juicio con jurado sobre dicha demanda.

El arbitraje en relación a cualquier asunto será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje y conducido por un árbitro de acuerdo con las reglas de arbitraje del consumidor de la Asociación Americana de Arbitraje vigentes en el momento de la presentación de la demanda. El lugar para todos estos arbitrajes será Colorado y todo arbitraje estará sujeto a la Ley Federal de Arbitraje y a las leyes de Colorado.

RENUNCIA AL DERECHO DE PARTICIPAR EN DEMANDAS COLECTIVAS O A PROMOVER DEMANDAS CON CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN.

Además, al comprar, instalar o usar este producto, usted acepta que el arbitraje debe ser individual. Esto significa que ni usted ni nosotros podemos unirnos o

consolidar demandas en arbitraje por o contra otros compradores o usuarios de productos de Water Pik o del público en general. Además, no puede litigar en un tribunal ni arbitrar ninguna demanda como representante o miembro de una clase ni en calidad de representante del público en general, de otros compradores o usuarios de este producto, de otras personas o entidades en una situación similar, o en calidad de fiscal general privado.



**Water Pik Inc. a subsidiary  
of Church & Dwight**

1730 East Prospect Road  
Fort Collins, CO 80553-0001 USA  
USA 800-525-2774

**[www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)**

Waterpik® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Argentina, Australia, Benelux, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Czech Republic, Denmark, EU, Finland, France, Germany, Hong Kong, Hungary, India, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Norway, Pakistan, Panama, Philippines, Poland, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States and Vietnam.

Waterpik® (stylized) is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Australia, Brazil, Canada, China, EU, Hong Kong, India, Israel, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, Philippines, Russian Federation, Saudi Arabia, South Africa, Switzerland, Taiwan, Thailand, Trinidad & Tobago, Ukraine, United States, and Vietnam.

Waterflosser® (stylized) is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Brazil, Canada, China, Japan, Mexico, Switzerland and the United States.

Pik Pocket® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Canada and the United States.

Plaque Seeker® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Canada, China, EU, Japan, and the United States. Designed in USA. Made in China.

Waterpik® es una marca comercial de Water Pik, Inc. registrada en Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Finlandia, Francia, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Polonia, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudafrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Turquía, Ucrania, Unión Europea y Vietnam.

Waterpik® (estilizada) es una marca comercial de Water Pik, Inc. registrada en Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Hong Kong, India, Israel, Japón, Malasia, México, Sudafrica, Suiza, Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Ucrania, Unión Europea y Vietnam.

Waterflosser® (estilizada) es una marca comercial de Water Pik, Inc. registrada en Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Japón, México y Suiza.

Pik Pocket® es una marca comercial de Water Pik, Inc. registrada en Canadá y Estados Unidos.

Plaque Seeker® es una marca comercial de Water Pik, Inc. registrada en Canadá, China, Estados Unidos, Japón y Unión Europea.

Diseñado en EE. UU. Hecho en China.