


waterpik™

Waterpik™ Complete Care Model CC-04

Soins complets Waterpik™
Modèle CC-04



www.waterpik.com

www.waterpik.ca

SAFEGUARD STATEMENTS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

- This product is for household use.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

DANGER:

To reduce the risk of electrocution:

- Always unplug product after using.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not handle plug with wet hands.
- Check the supply cord and plug for damage before the first use and during the life of the product.

WARNING:

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use this product only for its intended use as described in this Instruction Manual or as recommended by your dental professional.
- Never operate this product if it has a damaged cord or power supply, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into any liquid. Contact Water Pik, Inc. at 1-800-525-2774 (US) 1-888-226-3042 (Canada) or visit www.waterpik.com (US) www.waterpik.ca (Canada).
- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or power supply.
- Keep electrical cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any hose or opening.

- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Remove Water Flosser reservoir to fill. Fill reservoir with warm water or other dental professional recommended solutions only.
- Only use tips and accessories recommended by Water Pik, Inc. as identified in the instruction manual.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged, the appliance must be scrapped.
- Do not use iodine, saline (salt solution), or water insoluble concentrated essential oils in this product. Use of these can reduce product performance and will shorten the life of the product.
- Do not direct water from the Water Flosser under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.
- Do not direct water into the nose or ear. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water and may be fatal if directed into these areas.
- If your physician advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dental professional before using this product or any other oral hygiene aid.
- Remove any oral jewelry prior to use of this product.
- Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- Do not use this product for more than five minutes in each two-hour period.
- If the Pik Pocket™ tip (not included in all models) separates from the shaft for any reason, discard tip and shaft and replace with new Pik Pocket™ tip.
- This product does not contain any user serviceable electrical parts and it does not require maintenance.
- This product complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device containing magnets or electronics, contact your physician or the device manufacturer prior to using the appliance.
- Do not expose the battery or appliance to excessive temperatures.
- Magnetic field: Pacemakers and similar implanted medical devices may be affected by magnet. Contact your doctor with any questions.














SAVE THESE INSTRUCTIONS

TABLE OF CONTENTS

Product Description	6
Getting Started	8
Care of your Waterpik™ Toothbrush	9
Cleaning and Troubleshooting your Waterpik™ Water Flosser	12
Battery Care, Battery Disposal/Recycling and Battery Removal	13-14
Limited Two-Year Warranty	15

SYMBOLS


The following symbols may appear on your product and/or packaging. Some of these symbols may not be relevant in your region and are listed for information purposes only.

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Refer to instruction manual		Do not immerse this device in any liquid.
	Manufacturer		Do not use this device in a shower, bathtub and do not immerse in any liquid.
IPX7 or IPX4	Ingress Protection Code		Authorized Representative in the European Community
	IEC Class II Equipment		CE marking of conformity
	Detachable Power Supply		UK Conformity Assessed
	Direct Current (DC) Voltage		Regulatory Compliance Mark
	Alternating Current (AC) Voltage		Separate collection for waste electrical and electronic equipment.

PRODUCT DESCRIPTION

Water Flosser

1. Hinged reservoir lid
2. Reservoir
3. Hose
4. Water flosser pressure control dial
5. Power button (push to turn unit ON/OFF)
6. Magnetic handle cradle
7. Tip
8. Tip eject switch
9. Water ON/OFF switch
10. Charger pocket
11. Base



TIPS

A. Orthodontic Tip*

- Braces
- General use

B. Pik Pocket™ Tip*

- Periodontal pockets
- Furcations

C. Plaque Seeker™ Tip*

- Implants
- Crowns
- Bridges
- Retainers
- General use


D. Classic Jet Tip**

- General use

E. Tongue Cleaner**

- Fresher breath

NOT ALL TIPS INCLUDED IN ALL MODELS



*Replace Every 3 months ** Replace Every 6 months

Sensonic™ Toothbrush

12. Standard Sensonic™ Brush Head

13. LED charge indicator

14. Toothbrush power button

15. Toothbrush mode button

16. LED mode indicator

- A. Clean
- B. Stain Removal
- C. Gum Care

17. Sensonic™ Travel Case

Brush Heads and Accessories



F. Sensonic™ Toothbrush Brush Head*

- Plaque removal
- Whitening




*Replace Every 3 months

Replacement brush heads and accessories may be purchased online at www.waterpik.com (US) www.waterpik.ca (Canada), or by phone from Water Pik, Inc. at 1-800-525-2774 (US) or 1-888-226-3042 (Canada). To find detailed information about tips, other accessories, and product usage please visit our website at www.waterpik.com (US) or www.waterpik.ca (Canada).



Sensonic™ Toothbrush

GETTING STARTED

**PREPARING THE UNIT****Powering the Unit**

Plug the power supply into an electrical outlet. If the outlet is controlled by a wall switch, be sure it is turned on.

Charging the Sonic™ Toothbrush

Charge for 8 hours before first use. Light ring will glow white on handle while charging. When fully charged all lights will shut off. Light ring will be solid red when battery is running low. Light ring will blink red when battery is fully depleted and needs to be recharged. A full charge will last for approximately 2 weeks of typical use (2 minutes of brushing twice a day).

Note: Charging of the toothbrush will pause temporarily when flosser is operating. Toothbrush charging will resume automatically when flosser turns off.


Modes

A. Clean: Outstanding everyday cleaning performance.

B. Stain Removal: Gently removes surface stains.



C. Gum Care: Gently enhances gum stimulation.


Note: Modes can only be changed when in operation.

**Sonic™ Brushing**

- Slide the brush head onto handle and push it down firmly.
- Place the brush head into your mouth before turning the unit on.
- Select mode by pressing mode button.
- For best results, position brush along gumline at a 45-degree angle.
- Use light pressure with a small, slow back and forth motion covering one or two teeth at a time.
- **Quad Timer:** The Toothbrush will create a short pause every 30 seconds, to remind you to move to the next quadrant of your mouth.
- **2-Minute Timer:** The brush will automatically shut off after 2 minutes of run time.

Bristles change from green to yellow when time to replace. (For optimal performance replace brush heads every 3 months.)





Cleaning



1. **After each use**, turn off unit, remove the brush head from the handle and rinse brush head under running water.
2. Wipe the handle dry after each use.
3. Periodically, clean the charger puck, first unplugging the unit and then wiping with a damp cloth.

Service Maintenance

Waterpik™ Water Flossers have no consumer serviceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all parts and accessories go to www.waterpik.com (US) or www.waterpik.ca (Canada). You may also call our toll-free customer service number at 1-800-525-2774 (US) or 1-888-226-3042 (Canada). Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit. Still have questions? Go to www.waterpik.com (US) or www.waterpik.ca (Canada).

Preparing the Reservoir

Remove the reservoir, lift the reservoir lid, and fill with lukewarm water. Replace the reservoir over the base and press down firmly and close the lid.



Inserting and Removing Tips

Insert tip into the center of the Water Flosser handle, pressing down firmly until tip clicks into place. The colored ring will be flush with the top of the handle if the tip is correctly locked into place.

To remove tip from the handle, slide the tip eject button on the handle.



Caution: Do not use tip eject slide while unit is running.

Prime Unit (First Time Use Only)

Set pressure control dial on base to high (pressure setting No. 10), point the handle and tip into sink. Turn unit ON and water ON until water flows from the tip. Turn Power OFF.

Adjusting the Pressure Setting

Turn the pressure control dial on the base of the unit to the lowest setting (pressure setting No. 1) for first-time use. Gradually increase pressure over time to the setting you prefer — or as instructed by your dental professional.





Using the Water Flosser

Always place the tip in your mouth before turning the water ON. With water switch in OFF position, turn power on. **Lean over sink and slightly close lips enough to prevent splashing while still allowing water to flow from mouth into the sink.** Turn water switch ON. **When finished, turn water switch and power OFF.** During use you can stop the flow of water by sliding the water switch on handle to the OFF position.

NOTE: Motor will continue to run.

Recommended Technique

For best results, start with the back teeth and work toward the front teeth. Glide tip along gumline and pause briefly between teeth. Continue until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth.

When Finished

Turn the unit OFF. Empty any liquid left in the reservoir. Unplug the unit.

Note: If you used mouthwash or other solution besides water, see "Using Mouthwash and Other Solutions" section.






NOTE: NOT ALL TIPS INCLUDED WITH ALL MODELS.

TIP USAGE


Plaque Seeker™ Tip

To use the Plaque Seeker™ tip, place the tip close to the teeth so that the bristles are gently touching the teeth. Gently glide tip along gumline, pausing briefly between teeth to gently brush and allow the water to flow between the teeth.



Orthodontic Tip

To use the orthodontic tip, gently glide tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth.



Pik Pocket™ Tip

The Pik Pocket™ tip is specifically designed to deliver water or anti-bacterial solutions deep into periodontal pockets.


To use the Pik Pocket™ tip, set the unit to the lowest pressure setting. Place the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gumline, into the pocket.



Tongue Cleaner Tip

Set to lowest pressure setting, place tip in the center/middle of your tongue about half way back. Pull forward with light pressure. Increase pressure as you prefer.

CLEANING AND TROUBLESHOOTING YOUR WATERPIK™ WATER FLOSSER



Using Mouthwash and Other Solutions

Your Waterpik™ Water Flosser can be used to deliver mouthwash and antibacterial solutions. After using any special solution, rinse unit to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running unit with tip pointed into sink until unit is empty. **Never immerse in water or any other liquid.**

Cleaning

Never immerse unit in water. Before cleaning, unplug from the electrical outlet. Clean the product when necessary by using a soft cloth and mild non-abrasive cleanser to wipe exterior. It is recommended that the reservoir is removed and cleaned weekly. The water reservoir is removable for easy cleaning and is top rack dishwasher safe heat cycle off. **Using toothpastes containing peroxide may damage the plastic housing of this product.** Using abrasive or chemical cleaners may damage the plastic housing of this product.

Removing Hard Water Deposits / General Cleaning

Hard water deposits may build up in your unit, depending on the mineral content of your water. If left unattended, it can hinder performance. Cleaning internal parts: add 2 tablespoons of white vinegar to a full reservoir of warm water. Point the handle and tip into sink. Run unit until reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water. This process should be done every 1 to 3 months to ensure optimal performance. If using mouthwash or other solutions, more frequent cleaning is recommended.

Leakage

If leaking due to a damaged hose, replacement hoses and handles can be purchased at www.waterpik.com (US) or www.waterpik.ca (Canada) or contact Water Pik Inc. customer service for a self service repair kit.

Service Maintenance

Waterpik™ Water Flossers have no consumer serviceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all parts and accessories go to www.waterpik.com (US) or www.waterpik.ca (Canada). You may also call our toll-free customer service number at 1-800-525-2774 (US) or 1-888-226-3042 (Canada). Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit. Still have questions? Go to www.waterpik.com (US) or www.waterpik.ca (Canada).

BATTERY CARE AND BATTERY DISPOSAL/RECYCLING

Battery Care

If the Toothbrush is to be stored for an extended period of time (six months or more), be sure to fully charge it prior to storage.

Do not expose the battery or appliance to excessive temperatures.

Battery Disposal/Recycling







This product contains a **rechargeable lithium ion battery**. The battery is not replaceable. At the end of product life, do not dispose of in household garbage or recycling bins. Please recycle at your nearest recycling center or take to hazardous waste collection point to comply with local and state regulations.

Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire.

Please contact your local waste administrative department for any questions.

Note: The rechargeable battery is not replaceable. Remove only at end of product life. This process is not reversible and voids the product warranty.

BATTERY REMOVAL

**Battery Removal**

To remove the rechargeable battery for recycling, please discharge the battery fully before removing. Observe basic safety precautions when you follow the procedure below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers and surface on which you work.

1. Run down the battery by operating the Toothbrush Power Button until the motor does not run.
2. Obtain a towel or cloth, hammer, flat-head screwdriver, and wire cutters.
3. Remove and discard the brush head. Cover the handle entirely with the towel or cloth.
4. Clamp the top of the handle against your work surface with one hand and strike the handle housing around the bottom perimeter on all sides to release the end cap latch. Continue striking and rotating the handle until the end cap releases.
5. Remove the internal components by turning the handle upside down, then un-latch the plastic tabs and slide the chassis from the outer housing.
6. The internal components should slide out when the handle is positioned upside-down. If this does not occur, repeat steps 5 and 6 until the components release.
7. Remove the battery from the chassis. Cut the battery wires **one at a time** with the wire cutters.
8. Recycle and dispose of the battery properly. The remaining product pieces should be discarded appropriately.

Recycle/dispose of the battery at your nearest recycling center or take to a hazardous waste collection facility to comply with local and state regulations.

WARNING:

DO NOT cut both battery wires at the same time.

DO NOT disassemble, puncture, hit, squeeze or throw the battery into fire.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this product that it is free from defects in materials and workmanship for 2 years from the date of purchase. **Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim.** Water Pik, Inc. will replace at its discretion any part of the product, which in its opinion is defective, provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. Installation is the responsibility of the consumer and is not covered by the warranty. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such as tips and brush heads. **Use with improper voltage will damage product and VOID warranty.**

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary, depending on the law in your place of residence.

WATER PIK DISCLAIMS ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ALL IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES OR PROVINCES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

Limitation of Liability

This limited warranty is your sole remedy against Water Pik, Inc. and it shall not be liable for any damages, whether direct, indirect, incidental, special, consequential, exemplary or otherwise, including but not limited to property damage, arising out of any theory of recovery, including statutory, contract or tort.

Arbitration

BINDING ARBITRATION AND WAIVER OF RIGHT TO ASSERT MATTERS IN COURT AND RIGHT TO JURY TRIAL

By purchasing, installing, or using this product you agree that any controversy or claim arising out of or relating to your purchase, use, modification, installation, or removal of this product shall be settled by binding arbitration. The arbitrator's decision will be final and binding. Judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the matter. Further, you agree that you will not have the right to litigate any claim arising out of or in relation to your purchase, use, modification, installation, or removal of this product in any court or to have a jury trial on that claim.

Arbitration of any matters shall be administered by the American Arbitration Association and conducted by one arbitrator in accordance with the consumer arbitration rules of the American Arbitration Association in effect at the time of filing of the demand. The venue for all such arbitrations shall be Colorado and any such arbitration shall be subject to the Federal Arbitration Act and Colorado law.

WAIVER OF RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS OR PURSUE CLAIMS IN A REPRESENTATIVE CAPACITY

Further, by purchasing, installing, or using this product you agree that arbitration must be on an individual basis. This means neither you, nor we, may join or consolidate claims in arbitration by or against other purchasers or users of Water Pik products or the general public. Additionally, you may not litigate in court or arbitrate any claims as a representative or member of a class or in a purported representative capacity on behalf of the general public, other purchasers or users of this product, other persons or entities similarly situated, or in a private attorney general capacity.

FCC Statement (USA)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by Water Pik, Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by

turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Statement (Canada)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

- Ce produit est destiné à un usage domestique.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes.

DANGER :

Pour réduire le risque d'électrocution :

- Débranchez toujours l'appareil après son utilisation.
- Ne pas utiliser ce produit pendant le bain.
- Ne pas poser ni ranger l'appareil là où il peut tomber ou glisser dans une baignoire ou un évier.
- Ne pas placer ou déposer l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne pas tenter de prendre cet appareil s'il est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement de la prise électrique.
- Ne pas manipuler la fiche avec les mains mouillées.
- Vérifier la présence de dommages sur le cordon d'alimentation avant la première utilisation et pendant la durée de vie du produit.

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie, ou de blessure aux personnes :

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Superviser les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce guide de démarrage rapide/ manuel d'instructions ou selon les recommandations de votre dentiste ou hygiéniste dentaire.
- N'utilisez jamais ce produit si le cordon ou le bloc d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans un liquide. Contactez Water Pik, Inc. au 1-888-226-3042 (Canada) ou visitez le site www.waterpik.ca (Canada).
- Ne pas brancher cet appareil dans une prise de courant ayant une tension différente de celle indiquée sur l'appareil ou sur le chargeur.
- Gardez le fil éloigné des surfaces chaudes.














- Ne jamais faire tomber ou insérer un objet dans une ouverture quelconque. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur ni l'utiliser lorsque des produits en aérosol (vaporisateur) sont utilisés ou lorsque de l'oxygène est administré.
- Retirez le réservoir de l'hydropulseur pour le remplir. Remplir le réservoir d'eau tiède ou d'autres solutions recommandées par les professionnels des soins buccodentaires seulement.
- N'utilisez que les embouts et accessoires recommandés par Water Pik, Inc. tels que mentionnés dans le manuel d'instructions.
- Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'appareil doit être mis au rebut.
- Ne pas utiliser d'iode, de salin (solution saline) ou d'huiles essentielles concentrées insolubles dans l'eau de ce produit. L'utilisation de ces produits peut réduire la performance et la durée de vie du produit.
- Ne dirigez pas le jet d'eau sous la langue, l'intérieur de l'oreille, les narines ou d'autres zones délicates. Cet appareil est capable de produire des pressions qui pourraient provoquer des lésions graves dans ces zones.
- Ne dirigez pas le jet d'eau dans le nez ou l'oreille. L'amibe potentiellement mortelle, *Naegleria fowleri*, peut être présente dans l'eau du robinet ou l'eau de puits non chlorée et peut être mortelle si l'eau est dirigée dans ces zones.
- Si votre médecin vous a conseillé de prendre des antibiotiques avant les soins dentaires, consultez votre dentiste avant d'utiliser cet appareil ou tout autre instrument de soins d'hygiène buccodentaire.
- Retirer tout bijou oral avant d'utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser si vous avez une plaie ouverte sur la langue ou dans la bouche.
- Ne pas utiliser l'hydropulseur pendant plus de cinq minutes par période de deux heures.
- Si l'embout Pik Pocket^{MC} (non inclus dans tous les modèles) se sépare du manche pour quelque raison que ce soit, jeter l'embout et le manche, et les remplacer par un nouvel embout Pik Pocket^{MC}.
- Ce produit ne contient aucune pièce électrique réparable par l'utilisateur et ne nécessite aucun entretien.
- Ce produit est conforme aux normes de sécurité des appareils électromagnétiques. Si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif implanté contenant des aimants ou de l'électronique, contactez votre médecin ou le fabricant du dispositif avant d'utiliser l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
- Champ magnétique : l'aimant peut nuire aux stimulateurs cardiaques et aux dispositifs médicaux implantés similaires. Contactez votre médecin pour toute question.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Description du produit	22
Première utilisation	24
Entretien de la brosse à dents Waterpik ^{MC}	25
Nettoyage et dépannage de l'hydropulseur Waterpik ^{MC}	28
Entretien de la batterie, mise au rebut/recyclage de la batterie, retrait de la batterie	29-30
Garantie limitée de deux ans	31

SYMBOLES


Les symboles suivants peuvent apparaître sur votre produit et/ou son emballage. Certains de ces symboles peuvent ne pas être pertinents dans votre région et sont mentionnés à titre d'information seulement.

Symbole	Définition	Symbole	Définition
	Voir le manuel d'instructions		Ne pas immerger cet appareil dans un liquide quelconque.
	Fabricant		Ne pas utiliser cet appareil sous la douche, dans une baignoire et ne pas l'immerger dans un liquide quelconque.
IPX7 or IPX4	Code IP (indice de protection)		Représentant autorisé dans l'Union européenne
	Équipement de Classe II de la Commission électrotechnique internationale (CEI)		Marquage CE (Conformité aux exigences de l'Union européenne)
	Dispositif d'alimentation amovible		Marquage UKCA (UK Conformity Assessed, conformité aux exigences de la Grande-Bretagne)
	Tension en courant continu (CC)		Marquage RCM (Regulatory Compliance Mark, conformité aux exigences de l'Australie)
	Tension en courant alternatif (CA)		Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Hydropulseur

1. Couvercle rabattable du réservoir
2. Réservoir
3. Tuyau flexible
4. Sélecteur de pression de l'hydropulseur
5. Bouton d'alimentation (pour allumer/éteindre l'appareil)
6. Support de manche magnétique
7. Embout
8. Bouton d'éjection de l'embout
9. Interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) d'alimentation en eau
10. Logement de charge
11. Socle



EMBOUS

A. Embout orthodontique*

- Appareils orthodontiques
- Utilisation générale

B. Embout Pik Pocket^{MC*}

- Poches parodontales
- Furcations

C. Embout Plaque Seeker^{MC*}

- Implants
- Couronnes
- Ponts
- Appareils de rétention
- Utilisation générale


D. Embout jet classique**

- Utilisation générale

E. Embout gratte-langue**

- Haleine plus fraîche

TOUS LES EMBOUS NE SONT PAS COMPRIS AVEC TOUTS LES MODÈLES



*Remplacer tous les 3 mois ** Remplacer tous les 6 mois

Brosse à dents Sensonic^{MC}

12. Tête de brosse de la brosse à dents Sensonic^{MC}
13. Indicateur de niveau de charge à DEL
14. Bouton d'alimentation de la brosse à dents
15. Bouton de sélection de mode de la brosse à dents
16. Indicateur de mode à DEL
 - A. Nettoyage
 - B. Élimination des taches
 - C. Soins des gencives
17. Étui de voyage Sensonic^{MC}



Têtes de brosse et accessoires

- F. Tête de brosse pour la brosse à dents Sensonic^{MC*}**
- Élimination de la plaque dentaire
 - Blanchiment




*Remplacer tous les 3 mois

Les têtes de brosse et accessoires de rechange peuvent être achetés en ligne sur le site www.waterpik.ca (Canada), ou par téléphone auprès de Water Pik, Inc. au 1-888-226-3042 (Canada). Pour des informations détaillées sur les embouts, les autres accessoires et l'utilisation du produit, veuillez visiter notre site Web à www.waterpik.ca.



Sensonic^{MC} Brosse à dents

PREMIÈRE UTILISATION



PRÉPARATION DE L'APPAREIL

Mise sous tension de l'appareil

Branchez le bloc d'alimentation dans une prise de courant. Si la prise est commandée par un interrupteur, mettez-la sous tension.

Chargement de la brosse à dents Sensonic^{MC}

Charger pendant 8 heures avant la première utilisation. L'anneau lumineux clignote sur le manche pendant la charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, tous les voyants s'éteignent. L'anneau lumineux s'allume en rouge lorsque la batterie est faible. Une charge complète permet une utilisation normale d'environ 2 semaines (2 minutes de brossage deux fois par jour).

Remarque : Le chargement de la brosse à dents s'interrompt temporairement lorsque l'hydropulseur est en marche. Le chargement de la brosse à dents reprend automatiquement lorsque l'hydropulseur s'éteint.

Modes :




- A. Nettoyage :** Excellents résultats de nettoyage au quotidien
- B. Élimination des taches :** Élimine en douceur les taches superficielles
- C. Soin des gencives :** Améliore en douceur la stimulation des gencives

Remarque : Les modes ne peuvent être modifiés qu'en cours d'utilisation.

Brosse à dents Sensonic^{MC}

- Faites glisser la tête de brosse sur le manche et poussez-la fermement vers le bas.
- Placez la tête de brosse dans votre bouche avant de mettre l'appareil en marche.
- Sélectionnez le mode en appuyant sur la touche de mode.
- Pour de meilleurs résultats, positionner la brosse le long de la ligne gingivale à un angle de 45 degrés.
- Exercer une légère pression en effectuant un lent mouvement de va-et-vient sur une ou deux dents à la fois.
- **Minuteur pour chaque quadrant de la bouche :** La brosse à dents marque une courte pause toutes les 30 secondes afin de vous rappeler de passer au quadrant suivant de la bouche.
- **Minuterie de 2 minutes :** La brosse s'éteint automatiquement après 2 minutes de fonctionnement.

Les poils passent du vert au jaune lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse. (Pour une performance optimale, remplacer les têtes de brosse tous les 3 mois).





Nettoyage

1. Après chaque utilisation, éteignez l'appareil, retirez la tête de brosse du manche et rincez la tête de brosse à l'eau courante.
2. Essayez le manche après chaque utilisation.
3. Nettoyez périodiquement la base du chargeur en débranchant d'abord l'appareil, puis en l'essuyant avec un chiffon humide.


Réparation/entretien

Les hydropulseurs Waterpik^{MC} ne comportent aucun élément électrique réparable par le consommateur et ne nécessitent pas d'entretien de routine. Pour toutes les pièces et accessoires, rendez-vous sur www.waterpik.ca. Vous pouvez également appeler sans frais notre service à la clientèle au 1-888-226-3042. Indiquez les numéros de série et de modèle dans toute correspondance. Ces numéros sont situés sur la base ou le manche de votre brosse à dents.

Pour toute question supplémentaire, visitez le site www.waterpik.ca.

Préparation du réservoir

Soulevez le couvercle du réservoir, retirez le réservoir et remplissez-le d'eau tiède. Réinstallez le réservoir sur le socle en appuyant fermement, puis fermez le couvercle.






Insertion et retrait des embouts

Insérez l'embout au centre du manche de l'hydropulseur en appuyant fermement jusqu'à ce que l'embout s'emboîte en position. Si l'embout est correctement emboîté, l'anneau coloré doit être en affleurement avec le dessus du manche.

Pour retirer l'embout du manche, faites coulisser le bouton d'éjection de l'embout sur le manche.

Mise en garde : Ne faites pas coulisser le bouton d'éjection de l'embout lorsque l'appareil est en marche.





Préparation de l'appareil (première utilisation uniquement)

Placez le réglage de la pression (situé sur le socle) en position de puissance élevée (réglage de pression n° 10), orientez le manche et l'embout vers le lavabo. Mettez l'appareil en MARCHÉ ainsi que l'alimentation en eau jusqu'à ce que de l'eau s'écoule par l'embout. ÉTEIGNEZ l'appareil.

Ajustement du réglage de la pression

Tournez le réglage de la pression (commutateur situé sur le socle) en position de puissance la plus basse (réglage de pression n° 1) pour une première utilisation. Augmentez progressivement la pression jusqu'au réglage souhaité – ou utilisez le réglage recommandé par le dentiste.

Utilisation de l'hydropulseur

Veillez à toujours placer l'embout dans la bouche avant de mettre l'appareil en marche.

Mettez l'appareil sous tension avec le commutateur d'alimentation en eau sur la position OFF (O) (arrêt). **Penchez-vous au-dessus du lavabo et gardez vos lèvres suffisamment fermées pour empêcher les éclaboussures, tout en laissant l'eau s'écouler de votre bouche dans le lavabo. Réglez le commutateur d'alimentation en eau sur la position ON (I) (marche). Une fois terminé, réglez le commutateur d'alimentation en eau et l'appareil sur la position OFF (O) (arrêt).** Durant l'utilisation, vous pouvez arrêter de faire couler l'eau en faisant glisser le commutateur d'alimentation en eau sur le manche en position OFF (O) (arrêt).

REMARQUE : Le moteur continue à fonctionner.

Technique recommandée

Pour des résultats optimaux, commencez par les dents du fond et progressez vers les dents de devant. Placez l'embout dans la bouche et orientez le jet à un angle de 90 degrés vers le rebord gingival. Poursuivez jusqu'à ce que vous ayez nettoyé l'intérieur et l'extérieur des dents supérieures et inférieures.

Lorsque le nettoyage est terminé

Éteignez l'appareil. Videz tout le liquide restant dans le réservoir. Débranchez l'appareil.

Remarque : Si vous avez utilisé un rince-bouche ou une autre solution que de l'eau, voir la section « Utilisation de rince-bouche et autres solutions ».

REMARQUE : TOUS LES EMBOUTS NE SONT PAS COMPRIS AVEC TOUS LES MODÈLES.

UTILISATION DE L'EMBOUIT

Embout Plaque Seeker^{MC}

Pour l'utilisation de l'embout Plaque Seeker^{MC}, placez l'embout très près de la dent pour que les soies de la brosse soient en léger contact avec la dent. Suivez le rebord gingival et marquez une brève pause entre les dents pour brosser en douceur et permettre à l'eau de passer entre les dents.

Embout orthodontique

Pour l'utilisation de l'embout orthodontique, faites glisser doucement l'embout le long de la gencive; faites une brève pause pour brosser doucement entre les dents et autour des composants de l'appareil orthodontique, avant de passer à la dent suivante.




Embout Pik Pocket^{MC}


L'embout Pik Pocket^{MC} est spécialement conçu pour diriger l'eau ou les solutions antibactériennes dans la profondeur des poches parodontales. Pour l'utilisation de l'embout de Pik Pocket^{MC}, sélectionnez le réglage de plus basse pression sur l'appareil.

Placez l'embout souple à un angle de 45° contre une dent, et placez doucement l'embout sous le rebord gingival, à l'intérieur de la poche.

Embout de nettoyage de la langue

Sélectionnez la plus basse pression sur l'hydropulseur, placez l'embout au centre/milieu de la langue vers le milieu de la bouche. Tirez vers l'avant en appuyant légèrement. Augmentez la pression selon vos préférences.





Utilisation de rince-bouche et autres solutions

Votre hydropulseur Waterpik^{MC} peut être utilisé pour diffuser des solutions de bain de bouche et antibactériennes. Après qu'une solution spéciale a été utilisée, rincez l'appareil pour éviter toute obstruction en remplissant partiellement le réservoir d'eau tiède, et en faisant fonctionner l'appareil avec l'embout orienté vers le lavabo jusqu'à ce que le réservoir soit vide. **Ne jamais immerger dans l'eau ou tout autre liquide.**

Nettoyage

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau. Avant une opération de nettoyage, débranchez l'appareil de la prise de courant. Nettoyez le produit lorsque c'est nécessaire, avec un linge doux et un produit de nettoyage non agressif et non abrasif. Il est recommandé de retirer et de nettoyer le réservoir toutes les semaines. Le réservoir d'eau est amovible pour en faciliter le nettoyage, et il peut être lavé dans le panier supérieur du lave-vaisselle. **L'utilisation de dentifrices contenant du peroxyde peut endommager le boîtier en plastique de ce produit.** L'utilisation de nettoyants chimiques ou abrasifs peut endommager le boîtier en plastique de ce produit.

Nettoyage général/enlèvement des dépôts d'eau dure

Des dépôts dus à l'eau dure peuvent s'accumuler dans votre appareil en fonction de la teneur en minéraux de votre eau. Si ceux-ci ne sont pas nettoyés, ils peuvent entraver le bon fonctionnement de l'appareil. Nettoyage des parties internes : ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc dans le réservoir rempli d'eau tiède. Dirigez la poignée et l'embout vers l'évier. Mettez l'appareil en MARCHE et faites-le fonctionner jusqu'à ce que le réservoir se vide. Pour le rinçage, répétez le processus avec un réservoir rempli d'eau propre tiède. Il est recommandé d'effectuer cette opération tous les **1 à 3** mois pour maximiser la performance. En cas d'utilisation de bains de bouche ou d'autres solutions, il est recommandé de procéder à des nettoyages plus fréquents.

Fuite

Si vous constatez une fuite au niveau d'un tuyau endommagé, vous pouvez acheter des tuyaux et manches de rechange sur www.waterpik.ca ou contacter le service clientèle de Water Pik Inc. pour obtenir un ensemble de réparation/remplacement pour utilisateur.

Service et entretien

Les hydropulseurs Waterpik^{MC} ne possèdent pas de pièces électriques réparables par le consommateur et ne requièrent aucun entretien régulier. Pour toutes les pièces et accessoires, rendez-vous sur www.waterpik.ca. Vous pouvez également appeler notre numéro sans frais du service clientèle au 1-888-226-3042. Indiquez les numéros de série et de modèle dans toute correspondance. Ces numéros sont indiqués sous la base de l'appareil. Pour toute question supplémentaire, visitez le site www.waterpik.ca.

Entretien de la batterie

Si la brosse à dents doit être entreposée pendant une période prolongée (six mois ou plus), veillez à la recharger complètement avant de l'entreposer.

Ne pas exposer l'appareil ou la batterie à des températures excessives.

Mise au rebut et recyclage



Li-ion

Ce produit contient une **batterie rechargeable au lithium-ion**.

La batterie n'est pas remplaçable. En fin de vie du produit, ne pas le jeter dans les ordures ménagères ou les bacs de recyclage.





Recycler dans le centre de recyclage le plus proche ou déposer au point de collecte des déchets dangereux, conformément aux réglementations locales et nationales. Mettre au rebut sans tarder les piles épuisées. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas démonter et ne pas jeter dans un feu.

Pour toute question, contacter le service administratif local chargé des déchets.

Remarque : La batterie rechargeable n'est pas remplaçable.

Ne la retirer qu'à la fin de la durée de vie du produit. Ce processus est irréversible et annule la garantie du produit.

RETRAIT DE LA BATTERIE

**Retrait de la batterie**

Pour retirer la batterie rechargeable en vue de son recyclage, la décharger complètement avant de la retirer. Respecter les consignes de sécurité élémentaires lors du retrait au retrait de la batterie comme suit. Protéger les yeux, les mains, les doigts et la surface de travail.

1. Déchargez la batterie en actionnant le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le moteur ne fonctionne plus.
2. Munissez-vous d'une serviette ou d'un chiffon, d'un marteau, d'un tournevis à tête plate et d'une pince coupante.
3. Retirez et mettez au rebut la tête de brosse. Recouvrez entièrement le manche avec la serviette ou le torchon.
4. D'une main, serrez le haut du manche contre votre surface de travail et frappez le boîtier du manche sur le périmètre inférieur de tous les côtés pour débloquer le verrou du capuchon d'extrémité. Continuez à frapper et à tourner le manche jusqu'à ce que le capuchon d'extrémité se détache.
5. Retirez les composants internes en retournant le manche, puis déverrouillez les languettes en plastique et faites glisser le support hors du boîtier extérieur.
6. Les composants internes devraient sortir en glissant lorsque le manche est retourné. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce que tous les composants soient tombés.
7. Retirez la batterie du support. Coupez les fils de la batterie **un par un** à l'aide de la pince coupante.
8. Recyclez et jetez la batterie d'une manière appropriée. Les autres pièces du produit devraient être mises au rebut de manière appropriée.

Recyclez ou mettez la batterie au rebut ou apportez-la à un centre de collecte des déchets dangereux, conformément aux réglementations locales et nationales.

AVERTISSEMENT :

NE PAS couper les deux fils en même temps.

NE PAS démonter, percer, frapper, presser ou jeter la batterie au feu.

Water Pik, Inc. garantit au consommateur initial de ce nouveau produit que ce dernier est exempt de vice de matériau et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. **Le consommateur doit fournir le reçu de vente initial de l'achat comme preuve d'achat et le produit complet (sur demande) afin d'appuyer une réclamation dans le cadre de la garantie.** Water Pik, Inc. procédera, à sa seule discrétion, au remplacement du produit, à la condition que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage impropre ou abusif, qu'il n'ait subi aucune modification ou dommage après son achat, qu'il ait été utilisé conformément aux instructions et uniquement avec des accessoires ou consommables approuvés par Water Pik, Inc. Cette garantie limitée exclut les accessoires et les consommables comme les embouts, têtes de brosse. **Une utilisation avec une tension incorrecte endommagera le produit et ANNULERA la garantie.**

Cette garantie vous confère des droits spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits; ceux-ci varient en fonction des lois de votre lieu de résidence.

WATER PIK, INC. REJETTE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CE QUI INCLUT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. CERTAINS ÉTATS OU CERTAINES PROVINCES N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE. PAR CONSÉQUENT, CE QUI PRÉCÈDE POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

Limitation de responsabilité

Cette garantie limitée est votre unique droit pour remédier contre Water Pik, Inc., et celle-ci ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect, accidentel, spécial, conséquent, exemplaire ou autre, incluant, sans s'y limiter, les dommages de propriété survenant à l'issue de toute théorie de recouvrement, y compris statutaire, par contrat ou provenant d'un acte dommageable.

Arbitrage

ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ET RENONCIATION AU DROIT D'AGIR EN JUSTICE ET AU DROIT À UN PROCÈS PAR JURY

En achetant, en installant ou en utilisant ce produit, vous acceptez que tout litige ou réclamation découlant de ou concernant votre achat, utilisation, modification, installation ou enlèvement de ce produit soit réglé par un arbitrage exécutoire. La décision de l'arbitre sera définitive et exécutoire. Le jugement sur la sentence rendue par l'arbitre peut être soumis dans toute juridiction compétente en la matière. De plus, vous acceptez que vous n'aurez pas le droit de porter en justice toute réclamation découlant de ou relative à votre achat, utilisation, modification, installation, ou enlèvement de ce produit devant un tribunal ou à un procès avec jury portant sur cette réclamation.

L'arbitrage sur toute question est administré par l'American Arbitration Association et dirigé par un arbitre conformément aux règles d'arbitrage de protection des consommateurs de l'American Arbitration Association en vigueur au moment du dépôt de la demande. Le lieu de tous ces arbitrages est le Colorado et tout arbitrage de ce genre est soumis à la Federal Arbitration Act et à la loi du Colorado.

RENONCIATION AU DROIT DE PARTICIPER À DES RECOURS COLLECTIFS OU DE PRÉSENTER DES RÉCLAMATIONS À TITRE DE REPRÉSENTANT.

De plus, en achetant, en installant ou en utilisant ce produit, vous acceptez que l'arbitrage soit réalisé sur une base individuelle. Cela signifie que ni vous, ni nous, ne pouvons adhérer ou consolider les réclamations en arbitrage par ou contre d'autres acheteurs ou utilisateurs de produits Water Pik, Inc. ou le grand public. De plus, vous ne pouvez pas plaider devant un tribunal ou arbitrer toute réclamation en tant que représentant ou membre d'un recours collectif ou d'une prétendue représentation au nom du grand public, d'autres acheteurs ou utilisateurs de ce produit, d'autres personnes ou entités se trouvant dans la même situation ou dans le cadre d'une représentation par un procureur général privé.

Déclaration de conformité de la FCC (USA)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications non expressément approuvés par Water Pik, Inc. pourraient faire perdre à l'utilisateur son droit à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et s'est révélé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans le cadre d'une installation résidentielle.

Cet appareil produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences dangereuses pour les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie d'absence d'interférence dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences dangereuses pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé par la mise en marche et l'arrêt de l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit distinct de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de conformité d'IC (Canada)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

waterpikTM

Water Pik, Inc.,
a subsidiary of / une filiale de
Church & Dwight Co., Inc.



1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA / É.-U.
844-821-4873
www.waterpik.com
www.waterpik.ca