


waterpik®



**Waterpik® Water Flosser
Model WP-480**

**Hydropropulseur Waterpik®
Modèle WP-480**

.....
www.waterpik.com

TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	3
Product Description	5
Showerpik® Installation Instructions	8
Getting Started	11
Cleaning and Troubleshooting Your Waterpik® Water Flosser	13
Limited Two-Year Warranty	14

IMPORTANT SAFEGUARDS


When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGER:

To reduce the risk of electrocution:

- Do not handle charger with wet hands.
- Do not place charger in or drop charger into water or other liquid.
- Do not use an extension cord with the charger.
- Check the charger for damage before the first use and during the life of the product.




WARNING:

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:


- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.
- Do not use this product if it has a damaged charger or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or the charger has been dropped into water. Contact Water Pik, Inc. or your local distributor which can be found at www.waterpik.com.
- Do not use a battery pack which has been damaged, cracked, or is open.
- Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.
- Do not direct water into the nose or ear. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water and may be fatal if directed into these areas.
- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.

- Only use tips and accessories that are recommended by Water Pik, Inc.
 - Do not drop or insert any foreign object into any openings on the product.
 - Keep charging unit away from heated surfaces.
 - Do not use this product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
 - Remove any oral jewelry prior to use of this product.
 - Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
 - If your physician advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist and/or medical professional before using this instrument or any other oral hygiene aid.
 - Avoid contacting the metal contacts on the charger or battery pack with any metal object.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on or near children or invalids.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Do not attempt to use Water Flosser without supplied diverter.
 - Do not use this product for more than 5 minutes in each two-hour period.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.




PRODUCT DESCRIPTION




Replace Every 3 Months	
Orthodontic Tip	BEST FOR
	<input checked="" type="checkbox"/> Braces <input checked="" type="checkbox"/> General Use
Pik Pocket® Tip	BEST FOR
	<input checked="" type="checkbox"/> Periodontal Pockets <input checked="" type="checkbox"/> Furcations
Plaque Seeker® Tip	BEST FOR
	<input checked="" type="checkbox"/> Implants <input checked="" type="checkbox"/> Bridges <input checked="" type="checkbox"/> Crowns <input checked="" type="checkbox"/> General Use
Toothbrush Tip	BEST FOR
	<input checked="" type="checkbox"/> General Use

Replace Every 6 Months	
Classic Jet Tip	BEST FOR
	<input checked="" type="checkbox"/> General Use
Tongue Cleaner	BEST FOR
	<input checked="" type="checkbox"/> Fresher Breath




Hose Replacement

Charger
Water Pik PN 20014242

NOTE: All tips not included in all models.

Replacement tips, attachments, and parts may be purchased online at www.waterpik.com, or by phone from Water Pik, Inc. at 1-888-226-3042. To find detailed information about tips, other accessories, and product usage please visit our website at www.waterpik.com.



SHOWERPIK® INSTALLATION INSTRUCTIONS

For an instructional video on How to Install Your Showerpik® Water Flosser, please visit www.waterpik.com/showerpik-install or simply scan the QR code.



Installation of Showerpik® Bracket



Do **NOT** use pipe tape.


- Remove current fixed mount showerhead or handheld showerhead bracket from shower pipe leaving only the shower pipe. Remove any leftover pipe tape residue. Ensure that the washer from the old shower is not connected to the pipe. Use a thin utensil to check  inside the pipe for washer such as a pencil or screw driver.

Do not use your fingers.

- Remove large nut from Showerpik® diverter valve and remove pivot ball.

NOTE: The large nut and diverter valve have a left handed thread and loosen when the large nut is turned clockwise as viewed from the back of the diverter. 

- Place large nut over shower pipe




with threaded end facing you (narrow end toward wall). 

- Thread pivot ball onto shower pipe and hand tighten clockwise to a snug fit.  Use an adjustable wrench or pliers to tighten an additional $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ turn. 

IMPORTANT: Do not over tighten.

- Attach the diverter valve by hand tightening the large nut to the threaded back of the diverter valve. 

NOTE: The large nut and diverter valve have a left handed thread and tighten when the large nut is turned clockwise as viewed from the front of the diverter.




For an instructional video on How to Install Your Showerpik® Water Flosser, please visit www.waterpik.com/showerpik-install or simply scan the QR code.




6. Hose Attachment to Diverter Valve:

Locate ridged hose connection end. Line up the notches on the diverter valve with the raised areas inside the hose nut and insert then turn $\frac{1}{4}$ turn to lock into place. (6A)




To Showerpik® Power Handle:
Hand tighten hose end to the hose inlet on the back of the Showerpik® power handle. (6B)



7. If showerhead or diverter valve becomes loose during use, re-tighten large nut as described in step 5.

8. Attach your fixed mount showerhead or handheld showerhead bracket to the threads of the Showerpik® diverter just as the showerhead had previously been installed on the shower pipe. If you own a fixed mount or handheld showerhead with a Waterpik® hidden pivot ball see reinstallation instructions in next section.



NOTE: Showerhead attachments may vary from pictures above.



For an instructional video on How to Install Your Showerpik® Water Flosser, please visit www.waterpik.com/showerpik-install or simply scan the QR code.




Re-Installing a Waterpik® Hidden Pivot Ball Showerhead

1. Place the large nut over the Showerpik® bracket threads with the large nut threaded end facing you (narrow end toward bracket) (1)
2. Thread pivot ball onto Showerpik® bracket threads and hand tighten clockwise to a snug fit. (2A) Use an adjustable wrench or pliers to tighten an additional $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ turn. (2B)

IMPORTANT: Do not over tighten.



NOTE: Some Waterpik® showerheads have large nuts that do not leave enough room on the Showerpik® bracket threads for the pivot ball to be attached. If this is the case, contact Water Pik, Inc. customer service at 1-888-226-3042 with your shower model number to obtain an extension to the Showerpik® bracket threads. (2C)




For an instructional video on How to Install Your Showerpik® Water Flosser, please visit www.waterpik.com/showerpik-install or simply scan the QR code.




3. Attach either your fixed mount showerhead or your handheld shower bracket by hand tightening the large nut to either your fixed mount showerhead or handheld shower bracket.

NOTE: The large nut has left handed threads and tightens when the large nut is turned clockwise as viewed from the front of the showerhead.



Adjusting angle of Showerpik® Bracket

The Showerpik® bracket angle can be adjusted up or down by rotating. Do not force. If bracket rotates down on its own, call Water Pik, Inc. customer service.



Preparation and Use

Refer to the Quick Start Guide for proper use instructions.

When Finished

Turn unit off.

Tip Cover

The tip cover fits over the top of the tip and snaps into place around the top of the power handle.

TIP USAGE

Pik Pocket® Tip


The Pik Pocket® tip is specifically designed to deliver water or anti-bacterial solutions deep into periodontal pockets.

To use the Pik Pocket® tip, **set the unit to the lowest pressure setting**. Place the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gumline, into the pocket. Turn the unit on and continue tracing along the gumline.




Tongue Cleaner Tip

To use the tongue cleaner tip, set to lowest pressure setting, place tip in the center/middle of your tongue about half way back and start the Water Flosser. Pull forward with light pressure. Increase pressure as you prefer.



Orthodontic Tip

To use the orthodontic tip, gently glide tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth.



Toothbrush Tip

Place the toothbrush tip in mouth with the brush head on the tooth at the gumline. The toothbrush tip can be used with or without toothpaste. Turn the Water Flosser on so the water flows through the tip. Using a **light pressure** (bristles should not bend) massage the brush back and forth with very short strokes—much like you would with a manual toothbrush.





Plaque Seeker® Tip

To use the Plaque Seeker® tip, place the tip close to the teeth so that the bristles are gently touching the teeth. Gently glide tip along gumline, pausing briefly between teeth to gently brush and allow the water to flow between the teeth.



Tip Removal

To remove the tip from the handle, press the tip eject button and pull tip from the handle.




CLEANING AND TROUBLESHOOTING YOUR WATERPIK® WATER FLOSSER

Cleaning

Wipe the exterior of the Water Flosser, when necessary, with a soft cloth and mild non-abrasive cleanser.

Before cleaning the charger, unplug from the electrical outlet. Clean the charger with a soft damp cloth. Do not use any cleansers when cleaning the charger or contacts.



Periodically you may clean the contacts on the battery pack, the charger (unplug first) and the Showerpik® power handle with a soft damp cloth. Do not use any cleansers.

Water Flow Problems

If there is no water flow from the installed showerhead, confirm that the previous shower washer is not in the shower pipe, and confirm that there is only one washer in the pivot ball.

Leakage

If leakage occurs at pivot ball connection, confirm that only one washer is on top of the screen. If still leaking, grate a bar of soap across the shower pipe threads to seal.

Care and Cleaning of Diverter Valve

Clean filter screen (inside pivot ball – see product description, page 7) at least once a year or whenever you notice a drop in water pressure from your showerhead. To clean, remove diverter valve from large nut. Remove the pivot ball from the shower pipe and gently brush the filter screen, located in the pivot ball. You can also back flush the filter screen by holding the pivot ball under a running faucet with the small end (nonthreaded) up in the water stream. To replace showerhead, refer to installation instructions.

Battery Care and Disposal

If you use your Water Flosser once a day or less, it is recommended you charge the battery pack overnight, once a week. If you use it twice a day or more, charge the battery pack more frequently. Do not run the battery pack down completely as this may shorten the lifespan of the batteries and will require charging the unit for 24 hours to obtain a full charge.

If the Water Flosser is to be stored for an extended period of time (6 months or more), charge the battery pack for 24 hours before storing.

LIMITED TWO-YEAR WARRANTY

Never store Water Flosser for extended periods of time (6 months or more) with the battery pack installed on the unit.


The battery pack contains a Nickel Metal Hydride battery. At the end of the battery life, please recycle the unit at your nearest recycle center per local or state requirements.

Service Maintenance

Waterpik® Water Flossers have no consumer-serviceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all parts and accessories go to www.waterpik.com.

You may also call our toll-free customer service number at 1-888-226-3042.

Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of the handle inside where the battery pack is inserted. Still have questions? Go to www.waterpik.com.



Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this new product that it is free from defects in materials and workmanship for 2 years from the date of purchase. Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim. Water Pik, Inc. will replace at its discretion any part of the product, which in its opinion is defective, provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. Installation is the responsibility of the consumer and is not covered by the warranty. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such as tips, batteries, etc.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary, depending on the law in your place of residence.

Mises en garde importantes	16
Description du produit	18
Instructions d'installation Showerpik®	21
Comment démarrer	25
Nettoyage et dépannage de l'hydropropulseur Waterpik®	26
Garantie limitée de deux ans	27

MISES EN GARDE IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES


Pour l'utilisation de tout produit électrique, particulièrement si des enfants sont présents, il convient de toujours observer certaines précautions fondamentales pour la sécurité, dont les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

DANGER :

Pour réduire le risque d'électrocution :

- Ne manipulez pas le chargeur avec les mains mouillées.
- N'immergez pas le chargeur ou le laisser tomber dans de l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de câble de rallonge avec le chargeur.
- Vérifiez que le chargeur n'est pas endommagé avant la première utilisation et régulièrement tout au long de la durée de vie du produit.




AVERTISSEMENT :

Pour minimiser le risque d'électrocution, incendie, brûlure ou blessures :

- Ne branchez pas cet appareil dans un système à voltage différent de celui qui est spécifié sur l'appareil ou le chargeur.
- N'utilisez pas ce produit si la prise ou le chargeur est endommagé(e), que l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou suite à une chute ou à un dommage quelconque, ou si le chargeur a été immergé dans de l'eau. Contactez Water Pik, Inc. ou votre distributeur local dont les coordonnées se trouvent à www.waterpik.com.
- N'utilisez pas un bloc-pile qui a été endommagé ou fissuré, ou qui s'est ouvert.
- Ne dirigez pas le jet d'eau vers l'envers de la langue, l'intérieur de l'oreille, les narines ou d'autres zones délicates. Cet appareil est capable de produire des pressions qui pourraient provoquer des lésions graves dans ces zones.
- Ne projetez pas le jet d'eau dans le nez ou dans une oreille; l'amibe potentiellement mortelle *Naegleria fowleri* peut être présente dans certaines sources d'eau (puisage au robinet, ou eau de puits non chlorée), et elle peut être mortelle après introduction dans l'organisme par ces voies.
- Utilisez l'appareil de la manière indiquée dans le mode d'emploi ou suivez les recommandations de votre dentiste.


- Utilisez seulement les embouts et les accessoires recommandés par Water Pik, Inc.
- Ne laissez pas un quelconque objet étranger s'introduire dans une quelconque ouverture du produit.
- Chargez l'appareil à l'écart de toute surface chaude.
- N'utilisez pas ou ne faites pas fonctionner le produit à l'extérieur, en un endroit où on utilise un flacon d'aérosol ou en un endroit où on administre de l'oxygène.
- Retirez tout article de joaillerie buccale avant une utilisation de ce produit.
- N'utilisez pas cet appareil si vous avez une plaie ouverte sur la langue ou dans la bouche.
- Si un médecin vous a recommandé l'administration d'un antibiotique avant une intervention dentaire, l'acquéreur de ce produit devrait consulter son dentiste ou autre professionnel de la santé avant d'utiliser cet instrument ou tout autre accessoire d'hygiène buccale.
- Évitez tout contact d'un objet métallique avec les bornes du chargeur ou du bloc-pile.



- Exercez une supervision étroite lors de toute utilisation de ce produit par (ou à proximité d') un enfant ou une personne invalide.
- Les enfants devraient être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne tentez pas d'utiliser l'hydropropulseur sans la vanne de diversion fournie.
- N'utilisez pas cet appareil pendant plus de 5 minutes par période de deux heures.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

DESCRIPTION DU PRODUIT




Remplacer tous les 3 mois	
Embout orthodontique 	IDÉAL POUR <input checked="" type="checkbox"/> Appareils orthodontiques <input checked="" type="checkbox"/> Utilisation générale
Embout Pik Pocket® 	IDÉAL POUR <input checked="" type="checkbox"/> Poches parodontales <input checked="" type="checkbox"/> Furcations
Embout Plaque Seeker® 	IDÉAL POUR <input checked="" type="checkbox"/> Implants <input checked="" type="checkbox"/> Ponts dentaires <input checked="" type="checkbox"/> Couronnes dentaires <input checked="" type="checkbox"/> Utilisation générale
Embout brosse à dents 	IDÉAL POUR <input checked="" type="checkbox"/> Utilisation générale

Remplacer tous les 6 mois	
Embout jet classique 	IDÉAL POUR <input checked="" type="checkbox"/> Utilisation générale
Embout gratte-langue 	IDÉAL POUR <input checked="" type="checkbox"/> Haleine fraîche




Tuyau flexible (remplacement)

Chargeur
Water Pik PN 20014242

REMARQUE : tous les embouts ne sont pas compris avec tous les modèles.

Pour l'achat d'accessoires/embouts, consultez le site www.waterpik.com, ou contactez Water Pik, Inc. par téléphone au 1-888-226-3042. Pour de l'information détaillée concernant embouts, autres accessoires ou l'utilisation du produit, consultez le site Internet www.waterpik.com.



Des instructions sur vidéo vous expliquant comment installer votre hydropropulseur Showerpik® sont disponibles en vous connectant à l'adresse www.waterpik.com/showerpik-install ou tout simplement en scannant le code QR.




Installation du support Showerpik®



Ne **PAS** utiliser de ruban adhésif pour conduit.


- Retirez du tuyau de douche le support actuel de pomme de douche à montage fixe ou pomme de douche manuelle et ne laissez en place que le tuyau de douche. Retirez tout résidu d'adhésif pour tuyauteries. Vérifiez que la rondelle de l'ancienne douche n'est pas raccordée au tuyau. Utilisez un ustensile mince tel un crayon ou un tournevis pour vérifier qu'aucune rondelle ne se trouve à l'intérieur du tuyau. **N'utilisez pas les doigts.**



- Retirez le gros écrou de la vanne de diversion Showerpik® et ôtez l'articulation sphérique.

REMARQUE : Le gros écrou et le raccord de déviation comportent un filetage pour gauchers – le dévissage s'effectue en tournant le gros écrou dans le sens horaire (lorsqu'on le regarde depuis l'arrière du bras de déviation). (2)

- Placez le gros écrou sur le tuyau rigide de la douche –






extrémité avec filetage orientée vers l'opérateur (extrémité étroite avec flèche vers le mur). (3)

- Enfilez le raccord articulé sur le tuyau de douche et serrez fermement à la main dans le sens horaire pour bien l'ajuster. (4A) Utilisez une clef à molette ou une pince pour terminer le serrage ($\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ tour de plus). (4B)

IMPORTANT : Ne serrez pas excessivement.

- Fixez la vanne de diversion – serrez le gros écrou à la main sur la partie arrière filetée de la vanne de diversion. (5)


REMARQUE : Le gros écrou et le raccord de déviation comportent un filetage pour gauchers – le vissage s'effectue en tournant le gros écrou dans le sens horaire (lorsqu'on le regarde depuis l'avant du bras de déviation).



Des instructions sur vidéo vous expliquant comment installer votre hydropropulseur Showerpik® sont disponibles en vous connectant à l'adresse www.waterpik.com/showerpik-install ou tout simplement en scannant le code QR.




6. **Connexion du tuyau flexible sur la vanne de diversion** : Identifiez l'extrémité avec raccord nervuré du tuyau flexible. Alignez les encoches de la vanne de diversion avec les parties en relief à l'intérieur de l'écran du tuyau flexible ; insérez puis effectuez une rotation de $\frac{1}{4}$ tour pour la mise en place. (6A)




Vers la poignée robuste Showerpik® :

Serrez manuellement l'extrémité du tuyau flexible dans l'orifice de connexion du tuyau flexible à l'arrière de la poignée Showerpik® (6B)



7. En cas de desserrage de la pomme de douche ou de la vanne de diversion lors de l'utilisation, resserez le gros écrou comme ceci est décrit à l'étape 5.
8. Fixez le support de pomme de douche à montage fixe ou pomme de douche manuelle sur le filetage du bras de déviation Showerpik® en procédant de la même manière pour l'installation (précédemment effectuée) de la pomme de douche sur le tuyau de douche. Si l'utilisateur possède une pomme de douche à montage fixe ou manuel avec un raccord articulé dissimulé, voir les instructions d'installation à la section suivante.



REMARQUE : L'apparence des pommes de douche peut différer de celle des produits illustrés ci-dessus.


Des instructions sur vidéo vous expliquant comment installer votre hydropropulseur Showerpik® sont disponibles en vous connectant à l'adresse www.waterpik.com/showerpik-install ou tout simplement en scannant le code QR.




Réinstallation d'une pomme de douche Waterpik® avec raccord articulé dissimulé

1. Placez le gros écrou sur le filetage du support Waterpik® avec l'extrémité filetée du gros écrou orientée vers soi (extrémité étroite orientée vers le support). (1)
2. Enfilez le raccord articulé sur le filetage du support Showerpik® et serrez fermement à la main dans le sens horaire pour bien l'ajuster. (2A) Serrez d'un quart à un demi-tour supplémentaire à l'aide d'une clé à molette ou d'une pince. (2B)

IMPORTANT : Ne serrez pas excessivement.



REMARQUE : Certaines pommes de douche Waterpik® possèdent de gros écrous qui ne laissent pas assez d'espace sur le filetage du support Showerpik® pour pouvoir y fixer le raccord articulé. Si c'est le cas, contactez le service à la clientèle Water Pik, Inc. au 1-888-226-3042 avec le numéro de modèle de douche à disposition pour obtenir un raccord pour filetage de support Showerpik®. (2C)




Des instructions sur vidéo vous expliquant comment installer votre hydropropulseur Showerpik® sont disponibles en vous connectant à l'adresse www.waterpik.com/showerpik-install ou tout simplement en scannant le code QR.




3. Fixez la pomme de douche à montage fixe ou manuel à la main en serrant le gros écrou sur le support de la pomme de douche à montage fixe ou manuel.

REMARQUE : Le gros écrou comporte un filetage pour gauchers – le vissage s'effectue en tournant le gros écrou dans le sens horaire (lorsqu'on le regarde depuis l'avant de la pomme de douche).



Ajustement de l'inclinaison du support Showerpik® :

L'inclinaison du support Showerpik® peut être ajustée vers le haut ou vers le bas en le faisant pivoter. Ne forcez pas. Si le support tourne sur lui-même, contactez le service à la clientèle de Water Pik, Inc.



Préparation et utilisation du produit

Consultez les instructions d'utilisation du produit dans le Guide de familiarisation rapide.

Lorsque le nettoyage est terminé

Éteignez l'appareil.

Capuchon d'embout

Le capuchon d'embout se place sur l'embout et s'emboîte au sommet de la poignée robuste.

UTILISATION DE L'EMBOUT

Embout Pik Pocket®

L'embout Pik Pocket® est spécialement conçu pour diriger l'eau ou les solutions antibactériennes dans la profondeur des poches parodontales.

Pour l'utilisation de l'embout de périodontie Pik Pocket®, **sélectionnez la plus basse pression**

sur l'appareil. Placez l'extrémité souple de l'embout contre une dent, en formant un angle de 45 degrés, et introduisez doucement l'extrémité de l'embout sous la gencive, dans la poche. Mettez l'hydropropulseur en marche et poursuivez le déplacement de l'embout le long de la gencive.




Embout gratte-langue

Pour l'utilisation du gratte-langue, sélectionnez la plus basse pression sur l'hydropropulseur; placez l'embout au centre/milieu de la langue, vers le milieu de la bouche (avant/arrière), et mettez l'hydropropulseur en marche. Déplacez le gratte-langue vers l'avant en exerçant une légère pression. Augmentez la pression si nécessaire.



Embout orthodontique

Pour l'utilisation de l'embout orthodontique, faites glisser doucement l'embout le long de la gencive; faites une brève pause pour brosser doucement entre les dents et autour des composants de l'appareil orthodontique, avant de passer à la dent suivante.



Embout brosse à dents

Placez l'embout de brosse à dents dans la bouche avec la tête de brosse sur la dent au niveau de la ligne gingivale.



L'embout de brosse à dents peut être utilisé avec ou sans dentifrice. Mettez en marche l'hydropropulseur de façon à ce que l'eau coule à travers l'embout. En appliquant **une faible pression** (les soies ne doivent pas plier), massez avec la brosse d'avant en arrière avec des mouvements très courts—comme vous le feriez avec une brosse à dents manuelle.

Embout Plaque Seeker®


Pour l'utilisation de l'embout Plaque Seeker®, placez l'embout très près de la dent pour que les soies de la brosse soient en léger contact avec la dent. Suivez la ligne gingivale et marquez une brève pause entre les dents pour brosser en douceur et permettre à l'eau de passer entre les dents.



NETTOYAGE ET DÉPANNAGE DE L'HYDROPROPULSEUR WATERPIK®

Retrait de l'embout :


Pour retirer l'embout de la poignée, appuyer sur le bouton d'éjection d'embout et détacher l'embout de la poignée.



Nettoyage

Essuyez l'extérieur de l'hydropropulseur au besoin, en utilisant un chiffon doux et un détergent doux et non abrasif.

Avant de nettoyer le chargeur, débranchez-le de la prise de courant. Utilisez un linge doux et humide pour nettoyer le chargeur. N'utilisez jamais un produit de nettoyage pour le nettoyage du chargeur ou des bornes de contact.



Bornes de contact métalliques

On peut nettoyer périodiquement les bornes de contact métalliques du bloc-pile, le chargeur (débranchez d'abord) et la poignée robuste Showerpik® avec un linge doux et humide. N'utilisez jamais de produit de nettoyage.

Problèmes de débit

Si l'eau ne coule pas de la pomme de douche installée, vérifiez que l'ancienne rondelle de douche ne se trouve pas toujours à l'intérieur du tuyau de douche et qu'il n'y a qu'une seule rondelle dans le raccord articulé.

Fuite

Si une fuite se produit au niveau du raccord articulé, vérifiez qu'il n'y a qu'une seule rondelle sur le tamis de filtration. Si la fuite persiste, frotter un pain de savon sur le filetage du tuyau de douche pour qu'il agisse comme dispositif d'étanchéité.

Nettoyage et entretien de la vanne de diversion

Nettoyez le tamis de filtration (à l'intérieur de la boule d'articulation – voir la description du produit, page 20) au moins une fois par an, ou lorsqu'une baisse de la pression d'aspersion de la pomme de douche est perceptible. Pour le nettoyage, séparez la vanne de diversion du gros écrou. Retirez le raccord articulé du tuyau de douche et brossez doucement le tamis de filtration situé dans le raccord articulé. On peut également effectuer un nettoyage sous pression du tamis de filtration en maintenant le raccord articulé sous l'eau du robinet avec l'extrémité mince (non filetée) sous le filet d'eau. Consultez les instructions d'installation pour remplacer la pomme de douche.

Entretien et mise au rebut des piles

Si l'on utilise l'hydropropulseur une fois par jour ou moins, il est recommandé de charger le bloc-pile la nuit, une fois par semaine. Si l'on l'utilise deux fois par jour

ou plus, le bloc-pile doit être chargé plus souvent. N'épuisez pas complètement le bloc-pile car ceci peut réduire leur durée de vie – cela entraînerait aussi l'obligation de charger l'appareil pendant 24 heures pour obtenir une charge complète.

Si l'on doit remiser l'appareil pendant longtemps (6 mois ou plus), chargez le bloc-pile pendant 24 heures au préalable. Ne remisez jamais l'appareil pendant longtemps (6 mois ou plus) avec le bloc-pile installé dans l'appareil.


Le bloc-pile contient de l'hydrure métallique de nickel. À la fin de la durée de vie de la pile, veuillez jeter la pièce au centre de recyclage le plus proche de chez vous, conformément aux exigences locales ou fédérales.

Réparation

Les hydropropulseurs Waterpik® ne possèdent pas de pièces électriques réparables par le consommateur et ne requièrent aucun entretien régulier. Pour les pièces de rechange et les accessoires, consultez le site www.waterpik.com.

Vous pouvez aussi appeler le numéro sans frais du service à la clientèle au 1-888-226-3042.

Indiquez les numéros de série et de modèle dans toute correspondance. Ces numéros sont indiqués sous la base de l'appareil. Ces numéros sont gravés en bas de la poignée de l'hydropropulseur, à l'intérieur de la cavité où on insère le bloc-pile. Pour toute question supplémentaire, visitez le site www.waterpik.com.



Water Pik, Inc. garantit au bénéfice de l'acquéreur initial que ce produit est exempt de vice de matériau ou de fabrication, pendant deux ans à compter de la date d'achat. Le consommateur devra soumettre le reçu original comme preuve d'achat et, si nécessaire, restituer l'ensemble du produit, à l'appui d'une demande au titre de la garantie. Water Pik, Inc. procédera, à sa seule discrétion, au remplacement de n'importe quelle partie du produit qu'elle aura jugé défectueuse, à la condition que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage impropre ou abusif, qu'il n'ait subi aucune modification ou dommage après son achat, qu'il ait été utilisé conformément aux instructions et uniquement avec des accessoires ou pièces consommables approuvées par Water Pik, Inc. Il incombe au consommateur de réaliser l'installation; celle-ci n'est pas couverte par la garantie. Cette garantie limitée ne couvre pas les accessoires et parties consommables tels les embouts, les piles, etc. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits, variables selon la juridiction de résidence.



Water Pik, Inc.

1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA

www.waterpik.com

Waterpik® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Argentina, Australia, Benelux, Brazil, Canada, Chile, China, Czech Republic, Denmark, EU, Finland, France, Germany, Hong Kong, Hungary, India, Italy, Japan, Korea, Mexico, New Zealand, Norway, Pakistan, Poland, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, Ukraine, United Kingdom, and the United States.

Waterpik® (stylized) is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Australia, Brazil, Canada, China, EU, Hong Kong, Japan, Mexico, Korea, Russian Federation, Switzerland, Trinidad & Tobago, and the United States.

Pik Pocket® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Canada and the United States.

Plaque Seeker® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Canada, China, EU, and the United States.

Showerpik® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Canada, China, EU and the United States.

waterflosser® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Canada, China, Mexico, Switzerland, and the United States.

Designed in USA. Made in China.

Waterpik® est une marque de commerce de Water Pik, Inc. déposée en Argentine, en Australie, au Bénélux, au Brésil, au Canada, au Chili, en Chine, en République tchèque, au Danemark, dans l'Union Européenne, en Finlande, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Hongrie, en Inde, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Norvège, au Pakistan, en Pologne, dans la Fédération de Russie, à Singapour, en Afrique du sud, en Espagne, en Suède, en Suisse, à Taiwan, en Turquie, en Ukraine, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Waterpik® (stylisé) est une marque de commerce de Water Pik, Inc. déposée en Australie, au Brésil, au Canada, en Chine, dans l'UE, à Hong Kong, au Japon, au Mexique, en Corée, en Russie, en Suisse, à Trinité-et-Tobago et aux États-Unis.

Pik Pocket® est une marque de commerce de Water Pik, Inc. déposée au Canada et aux États-Unis.

Plaque Seeker® est une marque de commerce de Water Pik, Inc. déposée au Canada, en Chine, dans l'UE et aux États-Unis.

Showerpik® est une marque de commerce de Water Pik, Inc. déposée au Canada, en Chine, dans l'UE et aux États-Unis.

waterflosser® est une marque de commerce de Water Pik, Inc. déposée au Canada, en Chine, au Mexique, en Suisse et aux États-Unis.

Conçu aux É.-U. Fabriqué en Chine.

Form No. 20017209-F AB

©2014 Water Pik, Inc.